

TIDSSYRT AKTIVITETSVARSLER CARE

Bruksanvisning



AKTIV CARE varsler hendelser i valgte tidsrom og med en gitt varighet. Den benyttes sammen med mattesensor, passasjesensor eller magnetbryter. Ved aktivitet sendes alarmene trådløst til CARE mottakere. Man kan benytte flere AKTIV CARE i ett system. Mottakerne vil vise med unik ID hvilken enhet varslingen er sendt fra.

Tilgjengelige mottakere er IRIS CARE (varenr.: 1716) og JUNIOR LOMMEVIBRATOR CARE (varenr.: 1744). Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.

BATTERI:

Enheden drives av 2 Litium AA-batterier.

SAMMENKOBLING:

Alle enheter må sammenkobles for å fungere i ett system. NB! Kontroller om enheten allerede er sammenkoblet før du utfører denne prosedyren.

- 1: Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.
- 2: Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten.
- 3: Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt, og lyser deretter fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk.

SAMMENKOBLING AV NY ENHET (AKTIV CARE) TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
- 2: Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt, og lyser deretter fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk.

SAMMENKOBLING MISLYKTES:

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den. Du må nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

- 1: Trykk 5 ganger på LIFE-knappen.
- 2: Nullstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

KOBLE TIL EN SENSOR

AKTIV CARE kan benytte trykknapper, brytere, magnetkontakt på dør, senge- og stolmatter og bevegelsessensorer. Sensorene bestilles separat, og kobles til på baksiden av AKTIV CARE.

MONTERING

Benytt medfølgende borrelås eller skruer. Hvis du skal bruke borrelåsen må flatene først rengjøres med den medfølgende spritservietten. Vent minst 1 minutt tørketid før montering.

VARSLINGSFUNKSJONER

- 1: Varsling 1
- 2: Varsling 2
- 3: Varsling 3
- 4: Varsling 4
- 5: Varsling 5
- 6: Varsling 6
- 7: For sengematte: Vandring inne 1
- 8: For sengematte: Vandring inne 2
- 9: For sengematte: Vandring inne 3

VARSLINGSINNSTILLINGER

- 1: Åpne lokket på fremsiden. Nå vises gjeldende tidspunkt og dato.
- 2: Trykk «Innstillinger» for å slå PÅ eller AV varslingsfunksjonen.
- 3: Trykk «JA» for å slå PÅ varsling, samt for å endre/se varslingsfunksjon og oppsett.
- 4: Trykk «Neste» for å bli i varslingsfunksjonene, og trykk «Bekreft» for å velge.
- 5: Etter valgt funksjon velges tidsrommet funksjonen skal være aktiv.

Enkelte funksjoner (7,8 og 9) kan man sette at hendelsen skal vare en viss tid før varslingen sendes. Her kan tiden stilles inn. Dette fungerer kun dersom det benyttes en sensor som er aktiv mens hendelsen pågår, som f.eks. sengesensor. Dersom hendelsen skal iverksettes straks hendelsen oppdages, settes tiden til 0 minutter.

6: Produktet aktiveres først når lokket settes på igjen.

AVANSERTE VALG

På bryterrekken (1-4) under lokket kan det gjøres en del ekstra innstillinger.

Varsling av fravær.

Ved bruk av sengevakt vil AKTIV CARE først aktiveres etter at brukeren har lagt seg i senga i aktiveringstidsrommet. Dersom det er ønskelig å varsle dersom bruker *ikke* har lagt seg, kan bryter 1 vippes opp.

Antall repetisjoner.

AKTIV CARE sender normalt alarm opp til 5 ganger etter hverandre dersom alarmsituasjonen er opprettholdt (f.eks. dør åpen). Ved å vippe bryter 2 opp vil den kun sende én gang selv om alarmen er opprettholdt.

Systeminnstillinger.

For å: - Stille klokke
- Stille dato
- Kalibrere touch-skjermen
- Tilbakestille til fabrikkinnstilling

- 1: Vipp opp bryter 4.
- 2: Sett på og ta av lokket igjen for å komme til innstillingsmenyen.
- 3: Trykk «Innstilling» på skjermen og velg fra menyen.
- 4: Når du har justert ferdig vipper du bryter 4 ned.
- 5: Sett på lokket.

VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

RESIRKULERING:

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

SIKKERHET:

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre.

FORLENGE REKKEVIDDEN:

I større bygg eller institusjoner der man har behov for å utvide rekkevidden mellom en AKTIV CARE og andre CARE-produkter, må det benyttes en eller flere videresender av typen REPEATER CARE.

TEKNISKE DATA:

Dim. (bxhxd): 95x150x40mm
 Batteri: 2xAA Lithium
 Temperatur: -10°C +40°C
 Vekt m/batt.: 240 g
 Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz
 Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

SAMSVARERKLÆRING:

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU

FEILSØKING:

Problem: AKTIV CARE aktiveres, men ingen respons i mottaker.

- A) Ikke sammenkoblet med mottaker.
Koble sammen.
- B) Klokken er utenfor varslingsperioden.
Kontroller at klokken går riktig og at riktige varslingstidspunkt er satt opp.
- C) Varslingen er slått av.
Gå inn i innstillinger og aktiver varslingen.
- D) Lokket er ikke satt korrekt på. Skjermen skal være sort.
- E) Det er for lang avstand mellom sender og mottaker.
Flytt enhetene nærmere hverandre eller benytt en Repeater CARE.

Problem: Sammenkobling fungerer ikke.

A) Enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten som skal kobles til for å nullstille enheten. Utfør sammenkobling på nytt.

Problem: Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje.

A) Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen.

Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

Problem: Klokken viser feil tidspunkt eller dato.

A) Still klokken / dato. Se kapittel Systeminnstillinger.

B) Klokkebatteriet er tomt for strøm.

Kontakt leverandøren.

Problem: Produktet varsler lavt batteri, selv med helt nye batterier.

A) Forsinkelse i batterimåling.

Ta av frontlokket. Sjekk at det ikke står «Bytt batteri» på skjermen. Sett deretter lokket på igjen.

