

## BERØRINGSFRI SENDER CARE

### Bruksanvisning



**BERØRINGSFRI SENDER CARE** benyttes for å varsle assistanse til varslingsmottakere i samme system. Varslingen sendes trådløst, og kan enkelt tilpasses til å vise i mottakerne hvor varslingen er sendt fra.

Tilgjengelige mottakere er stasjonær varslingsmottaker IRIS Care (Varenr. 1716) og bærbar varslingsmottaker JUNIOR LOMMEVIBRATOR Care (Varenr. 1745). Varslingen kan også sendes via app til Android og iPhone telefoner.

#### BATTERI OG LADING:

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år.

#### SAMMENKOBLING:

Alle enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. LIFE-knappen finner du under gummilokket på BERØRINGSFRI SENDER.

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- 2: Trykk én gang LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen på begge enhetene blinker grønt i 2-3 sekunder.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
- 4: Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

#### SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM:

- 1: Trykk to ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
- 2: Trykk én gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
- 3: Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

4: Enhetene er klare til bruk. Trykk tilkallingsknappen for å kontrollere sammenkoblingen.

#### NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN:

Trykk fem ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

#### MONTERING:

Senderen monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt spritservietten for å rengjøre flatene. Trykk limflatene hardt på plass i ca 20 sekunder. Alternativt kan den festes til veggen med skruer og festebraketten.

**NB! Senderen kan i noen tilfeller aktiveres ved raske lysforandringer. Unngå helst å plassere den slik at sollys eller kraftige lamper, og refleksjoner fra disse, kan treffe den direkte.**

#### DAGLIG BRUK:

BERØRINGSFRI SENDER benyttes i hovedsak for tilkalling av assistanse. Alarmer aktiveres ved at man beveger hånden 5 til 10 centimeter over sensorvinduet. For alarmer av akutt art anbefaler vi FLEXIKNAPP ALARM Care (Varenr. 1750).

#### VELG FUNKSJON (ID-velger):

BERØRINGSFRI SENDER har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under gummilokket på baksiden. Varslingene kan ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS care eller via vår Skytjeneste.

ID	Varsel	ID	Varsel
0	Varsling 1	8	Alarm 8
1	Varsling 1	9	Alarm 9
2	Varsling 2	A	Alarm 10
3	Varsling 3	B	Alarm 11
4	Varsling 4	C	Alarm 12
5	Varsling 5	D	Alarm 13
6	Varsling 6	E	Alarm 14
7	Varsling 7	F	Alarm 15

#### I BRUK:

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på fremsiden.

Slukket:	Stand-by
Grønt:	Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt:	Bytt batteri

**VIKTIG INFORMASJON:**

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte. Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

**RESIRKULERING:**

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

**SIKKERHET:**

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkt varmekilder. Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket. Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

**TEKNISKE DATA:**

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm

Vekt m/batteri: 140 g

Batteri: Litium 3V

Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

Temperatur: -10 °C - +40 °C

Radiofrekvens: 868.1 - 869.85 MHz

**SAMSVARERKLÆRING:**

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

**FEILSØKING:**
**Problem: Det varsles ikke i mottakere.**

1: BERØRINGSFRI SENDER lyser ikke grønt.

Bytt batteri.

2: BERØRINGSFRI SENDER mangler batteri.

Sett inn batteri.

3: Avstanden mellom BERØRINGSFRI SENDER og mottaker er for stor.

Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en Repeater Care.

4: Batteriet i FLEXIKNAPP er tomt / det blinker rødt

Bytt batteri.

**Problem: Det varsles med feil signal i mottakere.**

1: Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.

Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.

**Problem: Det blinker rødt/grønt i FLEXIKNAPP.**

1: Batteriet er snart tomt.

Bytt batteri.

**Problem: Etter Test-trykk lyser knappen rødt.**

1: Enheten er ikke sammenkoblet.

Koble enheten til en mottaker.

**Problem: Etter Test-trykk lyser BERØRINGSFRI SENDER lenge grønt, deretter oransje.**

1: Ingen mottaker er sammenkoblet med enheten.

Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill

enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen.

**Problem: Sammenkobling fungerer ikke.**

1: Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til for å nullstille den.

**Problem: Senderen aktiveres av seg selv.**

1: Raske endringer/flikring i lysforhold fra solly eller kraftige led lamper/lamper med dimmer.

Plasser senderen slik at den blir mer skjermet for direkte lys.

