

FlexiBlink

Brukerhåndbok

Mattesensor for stol uten sender

Art. nr. STOLMATTE

HMS art.nr.: 233432



MAN 2569 A
2017-04-21

Vestfold Audio AS
Sandefjord

FLEXIBLINK

Brukerhåndbok**Bruksområde**

Stolsensoren kobles normalt til en Sengevakt som gir varsel til omsorgsperson om brukeren forlater stolen / ikke returnerer til stolen. Den lille størrelsen gjør den godt egnet for bruk i stol.

Virkemåte

Stolsensoren brukes for å registrere om en person sitter i stolen. På stolsensoren er det montert en ledning med konektor. Dersom ledningen er tilkoblet FlexiBlink sender, vil varslingen kunne sendes trådløst til andre mottakere.

Tilkobling

Stolsensoren kobles normalt til en Sengevakt, Bevegelsesvakt, Velferdssender eller Talevarsler. Sett pluggen fra stolsensoren inn i signalinngang for potensialfri kontakt på senderen.

NB! Påse at matten monteres slik at risikoen for å snuble i matten eller ledningen minimeres.

Produsent

Vestfold Audio AS
3234 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner nødvendig for sikker bruk

Bruksområde: Innendørs.
Størrelse: 30 x 30 cm.

Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk

Stolsensoren må ikke brettes eller bøyes. Stolsensoren bør byttes etter et år.

Plassering og montering

1. Stolsensoren legges normalt under et teppe/sittepute i stolen.
2. Sensorledningen plugges i egnet enhet for videreledning av varsel.
3. Monter senderen som beskrevet i senderens brukerhåndbok.
4. Test sensor og sender ved å sette deg i stolen i minimum 20 sekunder før du forlater den. Sjekk at mottakeren mottar.
5. Nå er Stolsensoren klar til bruk.

Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

Rengjøring utført av bruker

Stolsensoren kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsritt.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevar alltid stolsensoren flatt, uten å bøye den. Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.