

Flexarm (500mm) med kontakt och skruvklämma Bruksanvisning



Kindkontakt med svanhals (Flexarm) har utvecklats för användare med ALS, CP och ryggmärgsskador.

Kindkontakten är lämplig som huvud- eller handmanövrerad strömbrytare och kan aktiveras i alla riktningar med ett lågt tangentryck på mindre än 50 gr.

Superklämma och skruvklämma möjliggör fastspänning på rör, bordskanter och plattor. Golvstativ möjliggör placering vid sängen efter behov. Kindkontakt med intern kabel ger säkerhet mot brott och fel.

Återvinning

Produkten ska inte kasseras med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter.



Tekniska specifikationer för säker användning

Flexarm på Superclamp, innvendig kabel



Ansökan: Inomhus

Lengde: 500 mm

Kontakt: 3,5 mm jack

Rengöring utförd av användaren

Flexarm kan rengöras med en mjuk urvriden trasa från ljummet, mildt såpvatten. Utsatt inte hjälpmedlet för spill eller vattenstänk.

| | |
|---|--|
|  |  |
| Flexarm med kontakt på skruvklämma, lös kabel, kontakt monterad i 0° | Flexarm med kontakt på Superclamp med kabel, kontakt monterad i 70° |

